

Homogeneizadores a paletas *Bag Mixer*®
– Accesorios –


BagOpen® Soporte abre bolsa sin que haya contacto con la muestra.
La bolsa es pinzada y mantenida abierta por dos pastilla adhesivas.
El soporte se suministra desmontado, con 8 pastillas adhesivas.

Modelo	80/100	400	3500
Dimensiones mm	90x40x190	97x78x250	320x170x360
Código	208-211010	208-211040	208-211350



BagClip® Barrita de cierre de bolsas que cierra por pinzamiento todo tipo de bolsa, cualquiera que sea su espesor. Reutilizable, seguro, limpio, ergonómico y sin contacto con la muestra.
Permite la incubación en anaerobiosis porque garantiza la estanqueidad al gas y a los líquidos.
En paquete de 50 unidades.

Modelo	80/100	400	3500
Código	208-231010	208-231040	208-231350



BagRack® Soporte apilable que permite la colocación metódica y limpia de 12 bolsas cerradas con las barritas BagClips®.
En acero inoxidable.

Cantidad de bolsa	11	10	4	2
Modelo	80/100	400	3500	3500
Código	208-221010	208-221040	208-221350	208-221352

BagSeal® Termosoldadora, soldadura de 260 x 8 mm.
Potencia 1150 Watts.
Cierre limpio, para cualquier tipo de bolsa.
Dimensiones 350 x 290 x 330 mm.
Código : 208-261000



BagPipet® Pipeta Automática de volumen fijo, enteramente **autoclavable**.
Volúmenes preprogramados de 0,1, 0,9 y 1 ml.
Código : 208-251091



BagTips® Puntas “paja” estériles y de un solo uso, muy rígidas.
Toma muestras de productos viscosos, como leche, nata, yogures, productos lácteos, cosméticos.....
De 19 cms de longitud.
Bolsa de 1000 unidades, en 40 pack de 25 unidades.
Código : 208-252019

**Las Bolsas y Puntas “Paja “ de Interscience se adaptan a todos los Homogeneizadores standard del mercado.
Están esterilizadas por radiación.
En cada caja hay una pastilla testigo roja.
Todos los pedidos van acompañados de un Certificado de Esterilización.**